

01 Beschreibung

Die Laserhelm ist angezeigt zur Förderung des Haarwachstums bei Männern mit androgenetischer Alopezie, die eine Norwood-Hamilton-Klassifikation IIa–V aufweisen, oder bei Frauen mit androgenetischer Alopezie, die eine Ludwig-Savin-Klassifikation I–III aufweisen, und bei beiden mit Hautphototypen I–IV.

A. Laserlicht

Der 650-nm-Laser kann die Oberfläche der Aktivitäten von Organismen durchdringen und anschließend deren ATP erhöhen. Er kann außerdem die Regeneration von Gewebe fördern, die Dissipation von Ermüdung beschleunigen und die Erweiterung von Kapillaren fördern. Mit seiner Lichttherapie kann er die Absorptionsfähigkeit der Haarfollikel verbessern, sodass diese Nährstoffe leicht aufnehmen können, und dadurch Zellen aktivieren, beschädigte Haarwurzeln reparieren und die Regeneration der Haare anregen.

Die Laserhelm ist ein kuppelförmiges Gerät zur Low-Level-Lasertherapie (LLLT) und wurde entwickelt, um das Haarwachstum bei Frauen und Männern zu fördern, indem die gesamte Kopfhaut der Photobiostimulation von 82 Laserdioden mit 650 nm und jeweils 5 mW ausgesetzt wird.

Die Kappe ist mit einer äußeren Kunststoffabdeckung und einer schützenden inneren Auskleidung (die die Elektronik und das Laser-Array enthält) ausgestattet.

02 Anwendungsgebiete

- Fördert das Haarwachstum
- Reduziert Haarausfall
- Stärkt das Haar
- Kehrt den Ausdünnungsprozess um
- Erhöht Dichte und Fülle
- Energisiert und aktiviert die Haarfollikel
- Verjüngt alterndes Haar
- Stellt den Haarwachstumszyklus wieder her
- Revitalisiert geschädigtes Haar
- Frontale Muster des Haarausfalls
- Norwood-Hamilton-Klassifikationen von IIa bis V

Norwood Hamilton Classification - Males	
Ludwig-Savin Classification - Females	 The Laser Therapy Hair Growth Comb has not been clinically tested for hair loss outside of the shaded areas.

Vorher



Nachher



Behandlungszeit:

Die Laser Cap sollte 3-mal pro Woche verwendet werden, im Abstand von jeweils einem Tag.

Zum Beispiel: Montag, Mittwoch, Freitag.

Die empfohlene tägliche Behandlungszeit beträgt 30 Minuten.

Verwenden Sie die Kappe über einen Zeitraum von 17 Wochen.

Sobald der 16-wöchige Zeitraum abgeschlossen ist, verwenden Sie die Kappe so häufig wie nötig, um die gewünschten Ergebnisse aufrechtzuerhalten, ohne die Anwendung von 30 Minuten jeden zweiten Tag zu überschreiten.

Das Absetzen der Anwendung der Kappe kann zu Haarausfall führen.

Packungsinhalt

- 1x Helm
- 1x Tragetasche
- 1x Netzteil
- 1x Netzkabel
- 1x Benutzerhandbuch

03 Anleitung

- 1) Entfernen Sie alle Komponenten aus der Geschenkbox.
- 2) Stellen Sie vor Beginn der Behandlung sicher, dass die Kappe sauber, trocken und unbeschädigt ist. Sie können die Kappe mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Dies dient dazu, Haare und Staub von der Kappe zu entfernen.
- 3) Setzen Sie das Lasergerät in einer bequemen Position auf Ihren Kopf und halten Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt. Dabei ertönt ein Signalton.

Das Gerät beginnt zu arbeiten und befindet sich im Dauerbetrieb, und das blaue Licht am Schalter leuchtet dauerhaft.

Durch kurzes Drücken der EIN/AUS-Taste wird in den Pulsmodus gewechselt, und das blaue Licht blinkt.

Drücken Sie die Taste erneut, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

(Das rote Licht blinkt während eines Hitzealarms.)

- 4) Während der Nutzung zeigt die Leistungsanzeige Folgendes an:

Drei Lichter: aktuelle Leistung 80 %–100 %

Zwei Lichter: Batteriestand 50 %–80 %

Ein Licht: aktuelle Leistung unter 50 %

- 5) Sie können die Oberfläche der Kappe nach jeder Sitzung mit einem medizinischen Alkoholtuch oder einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen.

- 6) Die Kappe verfügt über eine eingebaute Batterie.

Wenn der Ladezustand unter 20 % liegt, blinkt die Anzeige, es ertönt ein Warnton, und das Gerät muss aufgeladen werden.

Bitte beachten Sie:

⚠ Schauen Sie nicht direkt in das Laserlicht, da dies Ihre Augen schädigen kann. Es ist ein normales Phänomen, dass sich Ihre Kopfhaut während der Anwendung warm anfühlt.

⚠ **WARNUNG:** Dieses Gerät darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht verändert werden.

Produktname	Laser Cap (Laserhelm)
Model	Hat-01
Wellenlänge	650nm
Lasertyp	Low Level Laser Therapy (LLLT)
Laser Power Klassifizierung	5mW $\pm$ 20%, Laser Class 3R
Anzahl Laser Dioden (5mW)	82
Power Adapter	Model: LXCP12X-050200DH (AC100-240V), 50/60Hz, 0.5A Max DC5V, 2A
Input	100-240V
Betriebsfeuchtigkeit (Umgebung)	20% - 80%
Betriebsdruck (Umgebung)	70kPa - 106kPa
Lager- und Transporttemperatur	-10°C - 60°C
Lager- und Transportfeuchtigkeit	20% - 80%
Umgebungsdruck bei Lagerung und Transport	70kPa - 106kPa
Elektrische Sicherheitsklassifizierung	Class II, Type BF, IP22
Lebensdauer	5 Jahre



Haarlaserhelm

Produktinformationen

