

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – Sorb F

#### Produktbeschreibung Product Description

Krankenunterlagen mit saugstarker Flockenfüllung, um Flüssigkeiten aufzunehmen, mit Vliesauflage und Nässeschutz durch geprägte Polyethylen-Folie, 4-seitig geschlossen und flüssigkeitsundurchlässig mit geruchsbindenden Wirkstoffen. Mit flüssigkeitsundurchlässiger, rutschfester Außenfolie.

*Patients underpads with highly absorbent fluff filling in order to absorb liquids, with non-woven padding and moisture barrier due to polyethylene-foil, closed on all 4 sides and liquidsimpermeable. With flavour absorbing substances. With liquid impermeable, non-slip external foil.*

#### Anwendung Application

Zur Abdeckung und Schonung von Matratzen, Liegen und Tragen bei bettlägerigen Patienten.  
*For covering and protection of mattress, couch and stretcher by bedridden patients.*

#### Auszeichnungen Awards



#### Ausführungen Variants

| Artikelbeschreibung/<br>Article Description                                           | Größe/<br>Size | Farbe/<br>Colour | Inhalt/<br>Content | Artikelnummer/<br>Article Number | GTIN          | PZN      | VE/<br>SU |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Unterlage mit Flockenfüllung<br>60 g/<br>underpad with fluff & tissue<br>filling 60 g | 60 × 90 cm     | grün/<br>green   | 25 Stk./<br>pcs.   | 76411                            | 4046153118748 | 10946793 | 4         |

#### Qualitätssicherung Quality Management

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745  
*EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745*  
Medizinproduktklasse I  
*Medical Device Class I*

#### Material Material

Zellstoff, Vliesstoff, Polyethylen-Folie  
*Cellulose, Non-woven fabric, Polyethylene-foil*

#### Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre  
*5 Years*

#### Hilfsmittelnummer

19.40.05.5117

#### Symbole Symbols

