

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision 2023-01-18

Schwesternstethoskop



Technische Informationen / technical information

REF	Farbe / Colour	PZN
9805	Scharz / black	11857459

Beilieile illieileile.	ien / General information	Allgemeine Informationen / General information					
Produktbeschreibung / Product description	Akustisches Flachkopfstethoskop, mechanisch, unsteril, nur für den Einmalgebrauch / Acoustic flat-head stethoscope, mechanical, non-sterile, for single use only						
Anwendung / Application	Die Anwendung des Stethoskops darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Je nach Untersuchung auf die gewünschte Körperregion aufzulegen und unter geringem Druck zu verwenden. / The stethoscope may only be used by authorised specialist personnel. Depending on the examination, place on the desired body region and use under slight pressure.						
Inhaltsstoffe / Ingredients	 Kopf: Aluminiumlegierung, silberweiß / Head: Aluminium alloy, silver white Rohr: PVC, schwarz / Tube: PVC, black Aufhängeschlaufe: Kupfer, silberweiß / Suspension loop: Copper, silver white Federbeschichtung: Federstahl, silberweiß / Spring lamination: Spring steel, silver white Hörstange: Rostfreier Stahl, silberweiß / Hearing pole: Stainless steel, silver white Netz-Membran: PVC / Net diaphragm: PVC Oberer Ring: Zink, silberweiß Top ring: Zinc, silver white 						
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight						
Verpackung / Packaging	1 Stück pro Packung; 100 Packungen pro Karton, 20 Karton pro Palette / 1 pcs per package; 100 packages per carton; 20 carton per palett						
Regulatorische Informa	tionen / regulatory information						
	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745)					

Regulatorische Informationen / regulatory information						
Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 / Medical Device class I according to Regulation (EU) 2017/745	MD				
Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only					