



Produktdatenblatt

Abri-Soft Ultra Light, Art. Nr. 1000018312



Beschreibung:

Einweg-Krankenunterlage, Farbe: blau, mit Zellstoff-Flocke.
Zellstoff-Flocke 24 g/m², Nonwoven (Vliesstoff) 6 g/m², PE 10,3 g/m².
Gebleicht ohne Anwendung von Chlor.
Frei von chlor-basierten Kunststoffen, Phthalaten und anderen endokrin wirkenden Substanzen.
Produziert für Abena A/S, DK, gemäß ISO 9001:2008.

Verwendung:

Zur Verwendung als feuchtigkeitsabsorbierender Bettschutz für inkontinente Patienten und bei unsterilen medizinischen und pflegerischen Vorgängen, wie Wundverbandwechsel und Blutentnahme. Behält eine trockene Oberfläche, bewahrt den natürlichen PH-Wert der Haut und beugt Feuchtigkeits-assoziierten Hautproblemen vor.

CE

CE-Label gemäß der EU-Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EEC, Annex VII, Klasse 1.

Sterilisation:

Nicht steriles Produkt.

Verpackung:

Packung: LDPE-Folie Transportkarton: Pappkarton

Lagerung, Haltbarkeit und Entsorgung:

Lagerung: Trocken und sonnengeschützt lagern.
Haltbarkeit, ungeöffnet: 5 Jahre.
Entsorgung: LDPE-Folie und Karton kann verbrannt und recycelt werden.

Artikelnummer	Produkt	Größe	Gewicht	Saugstärke nach Rothwell ISO 11948-1	Stück je Packung/Karton
1000019801	Abri-Soft Ultra Light	60x90 cm	26 g	777 ml	25/50