

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – HMS, unsteril

Produktbeschreibung Product Description

Gebrauchsfertige unsterile Holzmundspatel, aus Birkenholz, splitterfreie Qualität, Kanten seitlich abgerundet.

Ready for use non-sterile wooden tongue depressors, made of birchwood, shatterproof quality, with rounded edges.

Anwendung Application

Zur Inspektion der Mundhöhle und des Rachenraumes.

For inspection of pharyngeal cavity.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
Holzmundspatel/ Wooden tongue depressors	150 mm × 18 mm	100 × 1 Stk./ pcs.	75515	4046153026968	00352006	50

Qualitätssicherung Quality Management

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745

EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745

Medizinproduktklasse I

Medical Device Class I

Material Material

100% Birkenholz

100 % Birchwood

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre

5 Years

Symbole Symbols

