

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Schutzschürze

Produktbeschreibung Product Description

Schutzschürze aus hochwertigen dauerelastischen Polyester mit Hi-Tech Polyurethanbeschichtung, unsteril, flüssigkeitsabweisend und waschbar. Optimaler Sitz durch Verschlussbänder an der Taille. Glatte Oberfläche. Beschichtete Seite nach außen tragen.

Protective apron made of high-quality permanently elastic polyester with hi-tech polyurethane coating, non-sterile, liquid-repellent and washable. Optimum fit thanks to fastening straps at the waist. Smooth surface. Coated side facing outwards.

Anwendung Application

Für den Schutz der Kleidung vor Verschmutzungen in Bereichen wie der häuslichen Pflege und Industrie.

For the protection of clothing against contamination in areas such as home care and industry.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
Schutzschürze/ Protective apron	90 cm × 136 cm	hellgrau/ light grey	1 Stk./ pc.	77540	4046153139675	19638834	48

Qualitätssicherung Quality Management

Produktsicherheitsverordnung
General Product Safety Regulation – GPSR
ISO 9001

Material Material

Polyester mit Hi-Tech Polyurethanbeschichtung
Polyester with hi-tech polyurethane coating

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre
5 Years

Symbole Symbols

