

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Bowl ECO

Produktbeschreibung Product Description	Gebrauchsfertige Nierenschalen, aus Zellstoff im Faserformverfahren ohne Chlorbleiche hergestellt, umweltverträglich, hygienisch und wirtschaftlich. <i>Ready for use kidney bowl, made of cellulose produced in fibrous form method without chlorine bleaching, environmentally compatible, hygienic and economical.</i>							
Anwendung Application	Zum Auffangen von Flüssigkeiten und Sammeln von Instrumenten. Undurchlässigkeit für mehr als 24 Stunden bei Wasser und Blut. <i>For collecting liquids and instruments. Impermeability for more than 24 hours for water and blood.</i>							
Ausführungen Variants	Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
	Nierenschale/ Kidney bowl	700 ml	grau-weiß/ gray white	300 Stk./ pcs.	76065	4046153114368	10101966	1
Qualitätssicherung Quality Management	Produktsicherheitsverordnung <i>General Product Safety Regulation – GPSR</i>							
Material Material	100 % Recyclingpapier <i>100 % recycled paper</i>							
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>							
Symbole Symbols	    							