

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Bettschutz basic

Produktbeschreibung Product Description	Waschbarer/wiederverwendbarer Matratzenschutz mit einem Saugvolumen (Feuchtigkeits-speicher ca. 1,5 Liter/m²). Der Bettschutz mit innenliegender Nässesperre bietet einen haut-freundlichen und angenehmen Liegekomfort ohne Schwitzen. <i>Washable/reusable mattress protector with suction volume (moisture storage approx. 1.5 li-tres/m²). The bed protection with internal moisture barrier offers skin-friendly and pleasant lying comfort without sweating.</i>																						
Anwendung Application	Zum Schutz von Matratzen, Polster oder Kissen bei bettlägerigen Patienten. <i>For protection of mattress, cushion or pillow of bedridden patients.</i>																						
Ausführungen Variants	<table> <tr> <th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Content</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr> <tr> <td>Waschbarer Bettschutz/ Washable bed protector</td><td>75 cm × 90 cm</td><td>blau/ blue</td><td>1 Stk./ pcs.</td><td>76438</td><td>4046153140183</td><td>19688134</td><td>10</td></tr> </table>							Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Waschbarer Bettschutz/ Washable bed protector	75 cm × 90 cm	blau/ blue	1 Stk./ pcs.	76438	4046153140183	19688134	10
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																
Waschbarer Bettschutz/ Washable bed protector	75 cm × 90 cm	blau/ blue	1 Stk./ pcs.	76438	4046153140183	19688134	10																
Qualitätssicherung Quality Management	Verordnung (EU) 2017/745 (MDR), Medizinprodukt der Klasse I <i>Regulation (EU) 2017/745 (MDR), Medical device class I</i>																						
Material Material	Polyester, Baumwolle, Viskose, Polyurethanfolie <i>Polyester, Cotton, Viscose, Polyurethane-foil</i>																						
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																						
Symbole Symbols	         																						