

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Robben Medical – Hybrid blue



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe, hergestellt aus einer Hybrid-Mischung (Vinyl- und Nitril-Materialien), glatte Oberfläche, Farbe Blau, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Disposable examination and protective gloves, made of a hybrid mixture (vinyl and nitrile materials), smooth surface, blue colour, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupteinsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der Industrie und der Medizin.

Suitable for the use in food area, industry and medicine.

Ausführungen:

Sizes:

Robben Medical – Hybrid blue, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.-Nr./ REF	EAN	PZN	Box/VE
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	S	blau/blue	100 Stk./pcs.	76666	4046153138777	–	10
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	M	blau/blue	100 Stk./pcs.	76667	4046153138791	–	10
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	L	blau/blue	100 Stk./pcs.	76668	4046153138814	–	10
Vinyl-Nitrilhandschuhe/ Vinyl-Nitrile gloves	XL	blau/blue	100 Stk./pcs.	76669	4046153138838	–	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455-1, 2, 3, 4; EN ISO 374-1, 2, 4, 5; EN 16523-1:2015+A1:2018; DIN EN ISO 21420:2020; AQL 1,5

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III

Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen.

The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.

Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC).

The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre

5 Years

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



Robben Medical – Hybrid blue



Produktdaten: Product Specification:

Physikalische Eigenschaften: Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
S	≥ 240	80 ± 10	0,07 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03	≥ 6 N	≥ 500 %
M	≥ 240	95 ± 10	0,07 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03	Nach Alterung/After Ageing	
L	≥ 240	110 ± 10	0,07 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	≥ 240	≥ 110	0,07 ± 0,03	0,08 ± 0,03	0,10 ± 0,03	≥ 6 N	≥ 400 %

Symbole: Symbols:

