



## Nitril Einweghandschuhe grün Nitrile Disposable Examination Gloves green

Artikel-Nr. 816 129 (Gr. XS/6) bis 816 134 (Gr. XXL/11)



Nicht nur farblich grün – das neue Ulith-Produkt ist ein mintgrüner Nitrilhandschuh, der anspruchsvollen Hautschutz mit wegweisendem Umweltschutz verbindet. Gemeinsam mit dem Verzicht auf Beschleuniger und Chlor ermöglicht er nachhaltigen Hautschutz.

### Wie ist das möglich?

Dank des neuartigen und innovativen Produktionsverfahrens können Sie nun mit diesem Ulith-Nitrilhandschuh ein gutes Gewissen haben. Wissend, dass Sie mit dieser hautfreundlichen Handschuhlösung aktiv zur Reduktion Ihres ökologischen Fußabdruckes beitragen. Zudem bietet der Handschuh die gewohnt bewährte Schutzbarriere gegen blutgebundene Krankheitserreger und Viren. Für die Entwicklung dieses Handschuhs haben wir den Herstellungsprozess vollkommen neu gestaltet, sodass während der Produktion Gas, Energie und CO<sub>2</sub>-Emissionen eingespart werden.

Darüber hinaus wird der latexfreie Handschuh ohne jegliche Vulkanisationsbeschleuniger hergestellt, wodurch das Risiko der verzögerten Typ-IV-Hypersensitivität – vorrangig ausgelöst durch Rückstände von Vulkanisationsbeschleunigern wie Thiuramen, Carbamaten und Thiazolen, gemeinhin bekannt als Auslöser von Hautirritationen – verringert wird.



### Ihre Vorteile

- ✓ Hautfreundliche, reine Rezeptur: ohne Chlor, ohne Naturkautschuklatex-Proteine, ohne Vulkanisationsbeschleuniger hergestellt
- ✓ Spart Wasser, Energie und CO<sub>2</sub>-Emissionen während der Fertigung
- ✓ Einfaches Anziehen und Wechseln der Handschuhe dank spezieller Innenbeschichtung
- ✓ Texturierte Fingerspitzen für mehr Halt, egal ob bei nasser oder trockener Anwendung

*Schützt Ihre Hände  
und unseren Planeten!*

<b>Material:</b>	Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), ohne Beschleuniger	
<b>Farbe</b>	mintgrün	
<b>Handschuhform</b>	ergonomisch mit Rollrand (beidseitig verwendbar)	
<b>Innenseite</b>	Polymer beschichtet	
<b>Grösse / Gesamtlänge</b> gemäß EN420	XS, S, M, L, XL, XXL 240 mm	
<b>Wandstärke</b> im Handflächenbereich einfach gemessen	min. 0.12 mm	typ. 0.14 mm
<b>Barriereeigenschaften</b> gemäß EN455-1	AQL 1.5	
<b>Reisskraft</b> gemäß EN455-2	≥ 6 N	
<b>Lagerfähigkeit</b>	3 Jahre in Originalverpackung bei Lagerung gemäß EN455-4	
<b>Kennzeichnung</b>	EN 455-1 /-2 /-3 /-4, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, ISO EN 374-5, ISO 15223-1	
<b>Zweckbestimmung</b> gemäß MP Richtlinie 93/42/EWG gemäß PSA Richtlinie 89/686/EWG und 2016/425	Medizinprodukt Klasse I Einmal-Schutzhandschuh – PSA Kategorie III (zeitlich begrenzter Schutz gegen chemische Einwirkungen) <b>A</b> Lebensmitteltauglichkeit ausgewiesen	
<b>Verpackung</b> laut Gewicht	200 Stk./Dispenser XS, S, M, L, XL, XXL	