

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Cover PE

Produktbeschreibung Product Description	Schuhüberzieher aus Polyethylen, unsteril, sehr strapazierfähig, feuchtigkeitsundurchlässig, für HACCP-Zwecke geeignet. <i>Shoe cover made of polyethylene, non sterile, very hard wearing, moister impermeable, suitable for HACCP-purposes.</i>																						
Anwendung Application	Zum Überziehen beim Betreten von Reinräumen, Krankenhausbereichen und der Lebensmittel-industrie. <i>To cover shoes when entering clean rooms, hospital areas and working in the food industry.</i>																						
Ausführungen Variants	<table><tr><th>Artikelbeschreibung/ Article Description</th><th>Größe/ Size</th><th>Farbe/ Colour</th><th>Inhalt/ Con- tent</th><th>Artikelnummer/ Article Number</th><th>GTIN</th><th>PZN</th><th>VE/ SU</th></tr><tr><td>Schuhüberzieher/ Shoe covers</td><td>Länge ca. 40 cm/ length approx. 40 cm</td><td>blau/ blue</td><td>100 Stk./ pcs.</td><td>75508</td><td>4046153026821</td><td>06113886</td><td>20</td></tr></table>							Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Con- tent	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU	Schuhüberzieher/ Shoe covers	Länge ca. 40 cm/ length approx. 40 cm	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	75508	4046153026821	06113886	20
Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Con- tent	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU																
Schuhüberzieher/ Shoe covers	Länge ca. 40 cm/ length approx. 40 cm	blau/ blue	100 Stk./ pcs.	75508	4046153026821	06113886	20																
Qualitätssicherung Quality Management	Produktsicherheitsverordnung <i>General Product Safety Regulation – GPSR</i> ISO 9001 ISO 9001																						
Material Material	Polyethylen, Stärke: ca. 25 µm <i>Polyethylene, thickness: approx. 25 µm</i>																						
Verwendbarkeit Shelf Life	5 Jahre <i>5 Years</i>																						
Symbole Symbols																							