

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – Coat Protect

Produktbeschreibung Product Description

Schutzkittel aus Polypropylen-Vliesstoff, unsteril, überlappender Rückenbereich mit Verschlussbändern an Hals und Taille, mit elastischem Ärmelabschluss, latexfrei, leicht und atmungsaktiv, luftdurchlässig, temperatenausgleichend und feuchtigkeitsabweisend.

Protective coat made of non-woven, non-sterile, overlapping back area with tape fasteners at neck and waist, with elastic band, latex-free, light and breathable, air-permeable and temperature-regulating.

Anwendung Application

Zum Schutz vor Keimverschleppung.

To protect against transmission of germs.

Ausführungen Variants

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
Schutzkittel mit Gummizug/ Protective coat with elastic band	120 × 140 cm (21 g/m ²)	grün/ green	10 Stk./ pcs.	75505	4046153026760	06113917	10
Schutzkittel mit Gummizug/ Protective coat with elastic band	136 × 145 cm (22 g/m ²)	blau/ blue	10 Stk./ pcs.	75523	4046153140343	19747598	10

Qualitätssicherung Quality Management

EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745

EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745

Medizinproduktklasse I

Medical Device Class I

Material Material

Polypropylen-Vliesstoff

Non-woven polypropylene

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre

5 Years

Symbole Symbols

