

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – soft PF



Produktdaten:

Product Specification:

Produktbeschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuh aus Latex, hell-beige, fingertexturiert, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of latex, light-beige, fingertextured, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupt Einsatzgebiet:

Main Application Area:

Geeignet für den Einsatz in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, im niedergelassenen Bereich sowie in der Lebensmittelindustrie.

Suitable for the use in inpatient and outpatient nursing facilities, in doctors' sector and in food industry.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – soft PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Pack.-Inhalt/ Content	Art.-Nr./ REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuhe/Latex gloves	XS	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74005	4046153022984	02876647	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	S	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74015	4046153023103	02876630	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	M	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74025	4046153023141	02830668	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	L	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74035	4046153023189	02680281	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	XL	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74039	4046153023264	02665784	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455-1, -2, -3, -4; EN ISO 374-1, -2, -4, -5; EN 16523-1:2015+A1:2018; DIN EN ISO 21420: 2020; AQL 1,5

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I

European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche

Schutzausrüstung, Kategorie III

Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre

5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02	≥ 6 N	≥ 500 %
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02	Nach Alterung/After Ageing	
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02		
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	0,07 ± 0,02	0,10 ± 0,02	≥ 6 N	≥ 400 %

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – soft PF



Produktdaten:

Product Specification:

Proteingehalt:

Protein Content:

Messmethode max. 50 µg/g / Lowry modifiziert (EN 455-3)

Measurement method max. 50 µg/g / Lowry modified (EN 455-3)

Allergierisiko:

Allergy Risk:

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions as well as anaphylactic reactions.

Symbole:

Symbols:

