

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – FM Comfort plus

<b>Produktbeschreibung</b> <i>Product Description</i>	<p>Medizinische Gesichtsmaske aus 3-lagigem Vliesstoff mit elastischem Band zum Fixieren hinter den Ohren. Mit einstellbarem Nasenbügel für anatomisch korrekten Sitz. Der Mundschutz ist hypoallergen, glasfaser- und latexfrei.</p> <p><i>Medical face mask made of 3-layer non-woven fabric with elastic band for fixation behind the ears. With adjustable nose bridge for anatomically correct fit. The face mask is hypoallergenic, glass fibre-free and latex-free.</i></p>																
<b>Anwendung</b> <i>Application</i>	<p>Für den Einsatz im medizinischen Bereich, inkl. chirurgischer Eingriffe um die Übertragung infektiöser Keime vom Personal auf Patienten zu begrenzen. Einsatz in der Lebensmittelindustrie.</p> <p><i>For use in the medical field, including surgical interventions for transmission to limit infectious germs from staff to patients. Use in food Industry.</i></p>																
<b>Ausführungen</b> <i>Variants</i>	<table border="1"> <thead> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <th>Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i></th> <th>Größe/ <i>Size</i></th> <th>Farbe/ <i>Colour</i></th> <th>Inhalt/ <i>Content</i></th> <th>Artikelnummer/ <i>Article Number</i></th> <th>GTIN</th> <th>PZN</th> <th>VE/ SU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mit Gummiband/ <i>with elastic</i></td> <td>Einheitsgröße/ <i>Standard size</i></td> <td>blau/ <i>blue</i></td> <td>● 50 Stk./ <i>pcs.</i></td> <td>75605</td> <td>4046153134540</td> <td>16889406</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Farbe/ <i>Colour</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ SU	mit Gummiband/ <i>with elastic</i>	Einheitsgröße/ <i>Standard size</i>	blau/ <i>blue</i>	● 50 Stk./ <i>pcs.</i>	75605	4046153134540	16889406	20
Artikelbeschreibung/ <i>Article Description</i>	Größe/ <i>Size</i>	Farbe/ <i>Colour</i>	Inhalt/ <i>Content</i>	Artikelnummer/ <i>Article Number</i>	GTIN	PZN	VE/ SU										
mit Gummiband/ <i>with elastic</i>	Einheitsgröße/ <i>Standard size</i>	blau/ <i>blue</i>	● 50 Stk./ <i>pcs.</i>	75605	4046153134540	16889406	20										
<b>Qualitätssicherung</b> <i>Quality Management</i>	<p>EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745 <i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i></p> <p>Medizinproduktklasse I <i>Medical Device Class I</i></p> <p>EN 14683 Type IIR</p> <p>Filtrationsleistung: &gt; 98% <i>Filtration efficiency: &gt; 98%</i></p>																
<b>Material</b> <i>Material</i>	<p>Vorderseite: 100% glasfaserfreier Vliesstoff <i>Front: 100% glass-fibre free non-woven</i></p> <p>Innen: Glasfaserfreies Filtermedium <i>Inside: glass-fibre free filtermedium</i></p> <p>Rückseite: Glasfaserfreies Filtermedium <i>Back: 100% glass-fibre free non-woven</i></p> <p>Nasenbügel: Flexibler Draht, mit Kunststoff ummantelt <i>Nose-bridge: Flexible wire, covered with plastic</i></p> <p>Gummiband: Baumwolle; Elastan (Länge ca. 16,5 cm) <i>Elastic: Cotton; Elastane (length approx. 16,5 cm)</i></p>																
<b>Abmessungen</b> <i>Measurements</i>	<p>Maske: Länge: 175 ± 2mm; Breite: 95 ± 2mm <i>Mask: length: 175 ± 2mm; width: 95 ± 2mm</i></p>																
<b>Verwendbarkeit</b> <i>Shelf Life</i>	<p>5 Jahre <i>5 Years</i></p>																
<b>Symbole</b> <i>Symbols</i>																	