

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution100 pink

Produktbeschreibung Product Description	Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, rosa, mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Rechts und links tragbar. <i>Single-use examination gloves made of nitrile, pink, with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Can be worn on the right and left.</i>							
Anwendung Application	Geeignet für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Beautysalons, Friseur-, Tattoo-, Piercingstudios, Hotels, Gastronomie und Catering. <i>Suitable for use in medical facilities, beauty salons, hair salons, tattoo and piercing studios, hotels, restaurants, and catering services.</i>							
Ausführungen Variants	Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour	Inhalt/ Content	Artikelnummer/ Article Number	GTIN	PZN	VE/ SU
	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XS	rosa/ pink	 100 Stk./ pcs.	76830	4046153123520	13418965	10
	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	S	rosa/ pink	 100 Stk./ pcs.	76831	4046153123544	13359145	10
	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	M	rosa/ pink	 100 Stk./ pcs.	76832	4046153123568	13359151	10
	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	L	rosa/ pink	 100 Stk./ pcs.	76833	4046153123582	13359168	10
	Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves	XL	rosa/ pink	 100 Stk./ pcs.	76834	4046153123605	13418971	10
Qualitätssicherung Quality Management	EN 455-1, -2, -3, -4							
	EN ISO 374-1, -2, -4, -5							
	EN 16523-1:2015+A1:2018							
	DIN EN ISO 21420:2020							
	AQL 1.5							
	EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745							
	<i>EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745</i>							
	Medizinproduktklasse I							
	<i>Medical Device Class I</i>							
	Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III							
<i>Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III</i>								
Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen.								
<i>The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.</i>								
Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC).								
<i>The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).</i>								
Material Material	Nitril Nitrile							

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution100 pink

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre
5 Years

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm		
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger
XS	≥ 240	≤ 80	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
S	≥ 240	80 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
M	≥ 240	95 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
L	≥ 240	110 ± 10	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02
XL	≥ 240	≥ 110	min. 0,05	0,07 ± 0,02	0,09 ± 0,02

Vor Alterung/Before Ageing		Nach Alterung/After Ageing	
Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
≥ 6 N	≥ 500%	≥ 6 N	≥ 400%

Symbole Symbols

